

## Métronome médical

METROGYM est un métronome visuel et sonore destiné à aider les patients dans un cadre thérapeutique.

A la fois ludique et simple à utiliser, METROGYM permet de rendre de nombreux services dans les domaines les plus variés (rééducation, pneumologie, musculation, pédiatrie, etc...).

Le principe consiste pour le patient à effectuer un mouvement en suivant les indications visuelles et sonores dont les paramètres sont réglés par le praticien.



exemples d'application	phase 1	phase 2	phase 3	phase 4
en rééducation	mouvement	maintien	retour	repos
en pneumologie	inspiration	apnée	expiration	apnée
en musculation	contraction	maintien	relâchement	repos

### Caractéristiques techniques :

- 16 diodes organisées en 4 rangées de 4 diodes (montée, maintien, descente et repos),
- réglage indépendant de chaque paramètre de 1 à 15 secondes
- minuterie réglable: 2, 5, 10, 15 ou 20 minutes, témoin sonore continu en fin de séance
- témoins sonores  
"bip long" en début de phase "montée" et "bip court" en début de phase "descente"
- possibilité de supprimer le témoin sonore en déplaçant le contact situé dans l'appareil
- fonctionne avec une pile 9 V, consommation 11 mA
- indication de pile usée par clignotement des diodes
- dimensions : 15 x 9 x 3 cm, poids : 300 gr